

Ficha Técnica LAVAOJOS Tobin solución salina

1. Identificación de la sustancia / preparado de la empresa / empresa

Nombre del producto: Tobin EYEWASH 1000 ml de solución salina, Tobin EYEWASH 500 ml de solución salina y Tobin EYEWASH 200 ml de solución salina.

Referencias de producto: 2388-L121 (1 botella de 200 ml), 2388-L124 (estación de 5 botellas de 1000 ml), 2388-L125 (1 botella de 500 ml), 2388-L126 (1 botella de 1000 ml), 2388-L127 (estación de 2 botellas de 1000 ml) y 2388-L130 (estación de 2 botellas de 1000 ml con carcasa protectora transparente).

2388-L121



2388-L124



2388-L125



2388-L126



2388-L127



2388-L130



2. Distribuidor

**STEELPRO
SAFETY**

MARCA PROTECCIÓN LABORAL S.L.
 Av. Bruselas Parc. R-100, Pol. Ind. Cabezo Beaza
 C.P. 30353 Cartagena-Spain

3. Identificación de los peligros

Producto: Sin riesgos conocidos.

4. Composición / información sobre los ingredientes

Peso %	Componente	CAS-Nr.
0,9	Cloruro de Sodio (Na Cl)	7647-14-5
99,1	Agua Purificada (H ₂ O)	7789-20-0

5. Almacenamiento

Almacenar en condiciones frescas (5-30 ° C). Manténgase alejado de la radiación UV. La radiación UV acorta la vida útil.

Ficha Técnica LAVAOJOS Tobin solución salina

6. **Propiedades físicas y químicas**

Forma física: líquido

Color: translúcido

Olor: ninguno

Punto de ebullición:

100° C (212,0 ° F)

Solubilidad en agua:

pH completo: 6,5-7,5

Punto de inflamación: no inflamable

7. **Consideraciones de desecho**

Solución salina: No hay regulaciones especiales.

Embalaje: Tenga en cuenta las regulaciones locales para polipropileno.

8. **Información de transporte**

Sin instrucciones especiales.

Evite golpes o impactos.

9. **Información reglamentaria**



Este símbolo significa que se trata de un dispositivo de un solo uso.

El producto es un dispositivo médico estéril de Clase 1 de acuerdo con la directiva 93/42 / EEC. Organismo notificado Intertek Semko Suecia.